

# Agujas tipo Quincke

## Agujas espinales

- Estilete ajustado en la punta que reduce el corte de tejidos
- El ajuste entre el estilete y el pabellón de la cánula facilita la adecuada orientación del bisel de la aguja
- La ventana translúcida única en el pabellón provee claridad para visualizar el líquido cefalorraquídeo.

<b>Código</b>		<b>Descripción</b>	<b>Presentación</b>
<b>405184</b>	18G x 3½	Longitud estándar (1.27mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405182</b>	20G x 3½	Longitud estándar (0.89mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405181</b>	22G x 3½	Longitud estándar (0.71mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>400106</b>	23G x 3½	Longitud estándar (0.64mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405180</b>	25G x 3½	Longitud estándar (0.51mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405164</b>	26G x 3½	Longitud estándar (0.46mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405081</b>	27G x 3½	Longitud estándar (0.41mm x 8.9cm)	Caja c/25 piezas
<b>405149</b>	22G x 7	Longitud estándar (0.71mm x 17.8cm)	Caja c/10 piezas

Para mayor información de este producto póngase en contacto con nosotros, a través del (614) 415-12-11 o al correo electrónico [galenoplus@prodigy.net.mx](mailto:galenoplus@prodigy.net.mx). Gracias.